
**Qualité de l'eau — Dosage du sodium et
du potassium —**

Partie 1:

**Dosage du sodium par spectrométrie
d'absorption atomique**

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sis/0571986-956-4958-8035/iso-9964-1-1993>
ISO 9964-1:1993
Water quality — Determination of sodium and potassium —
Part 1: Determination of sodium by atomic absorption spectrometry



Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

La Norme internationale ISO 9964-1 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 147, *Qualité de l'eau*, sous-comité SC 2, *Méthodes physiques, chimiques et biochimiques*.

L'ISO 9964 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général *Qualité de l'eau — Dosage du sodium et du potassium*:

- *Partie 1: Dosage du sodium par spectrométrie d'absorption atomique*
- *Partie 2: Dosage du potassium par spectrométrie d'absorption atomique*
- *Partie 3: Dosage du sodium et du potassium par spectrométrie d'émission de flamme*

© ISO 1993

Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

Organisation internationale de normalisation
Case Postale 56 • CH-1211 Genève 20 • Suisse

Imprimé en Suisse

Qualité de l'eau — Dosage du sodium et du potassium —

Partie 1:

Dosage du sodium par spectrométrie d'absorption atomique

1 Domaine d'application

des Normes internationales en vigueur à un moment donné.

1.1 Applicabilité

La présente partie de l'ISO 9964 prescrit une méthode de dosage du sodium dissous, par spectrométrie d'absorption atomique de flamme. Elle est applicable à l'analyse des eaux brutes et des eaux potables.

La méthode s'applique aux échantillons d'eau dont la concentration est comprise entre 5 mg/l et 50 mg/l. Cet intervalle peut être étendu à des limites plus faibles ou plus élevées si on choisit des facteurs de dilution différents du facteur de dilution spécifié à l'article 8.

1.2 Interférences

Les ions normalement présents dans les eaux potables et les eaux brutes n'interfèrent pas avec le dosage du sodium par spectrométrie d'absorption atomique.

2 Références normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui en est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de l'ISO 9964. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute norme est sujette à révision et les parties prenantes des accords fondés sur la présente partie de l'ISO 9964 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des normes indiquées ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre

ISO 5667-1:1980, *Qualité de l'eau — Échantillonnage — Partie 1: Guide général pour l'établissement des programmes d'échantillonnage.*

ISO 5667-2:1991, *Qualité de l'eau — Échantillonnage — Partie 2: Guide général sur les techniques d'échantillonnage.*

3 Principe

Addition, à l'échantillon, d'une solution de chlorure de césium servant de suppresseur d'ionisation. Aspiration directe de l'échantillon dans la flamme d'air/acétylène d'un spectromètre d'absorption atomique. Mesure de l'absorbance à une longueur d'onde de 589,0 nm.

4 Réactifs

Au cours de l'analyse, utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique reconnue et de l'eau déionisée ou de l'eau de pureté équivalente.

4.1 Acide chlorhydrique, $c(\text{HCl}) \approx 11 \text{ mol/l}$,
 $\rho = 1,18 \text{ g/ml}$.

4.2 Acide nitrique, $c(\text{HNO}_3) \approx 16 \text{ mol/l}$,
 $\rho = 1,41 \text{ g/ml}$.

4.3 Chlorure de césium, (CsCl), solution.

Dissoudre 25 g de chlorure de césium dans une solution de 50 ml d'acide chlorhydrique (4.1) et de 450 ml d'eau, et diluer avec de l'eau jusqu'à 1 litre.

1 litre de cette solution contient environ 20 g de Cs.

NOTE 1 Au lieu d'acide chlorhydrique (4.1), on peut utiliser de l'acide nitrique (4.2).

4.4 Sodium, solution mère.

Dissoudre dans l'eau, dans une fiole jaugée de 1 000 ml, 2,542 g \pm 0,005 g de chlorure de sodium (séch  pendant au moins 1 h   140  C \pm 10  C).

Compl ter au trait rep re avec de l'eau.

Conserv e dans un flacon en poly thyl ne, la solution est stable pendant au moins 6 mois.

1 litre de cette solution contient 1 000 mg de Na.

En variante, utiliser une solution pr te   l'emploi, du commerce.

4.5 Sodium, solution  talon.

  l'aide d'une pipette, transvaser 10 ml de la solution m re de sodium (4.4) dans une fiole jaug e de 1 000 ml. Compl ter au trait rep re avec de l'eau.

La solution doit  tre fra chement pr par e chaque fois qu'on en a besoin.

1 ml de cette solution  talon contient 10  g de Na.

5 Appareillage

Mat riel courant de laboratoire, et

5.1 Spectrom tre d'absorption atomique, mont  et utilis  conform ment aux instructions du fabricant,  quip  d'un br leur assurant une flamme d'air/ac tyl ne, d'une lampe   cathode creuse pour le dosage du sodium et d'un photomultiplicateur compatible sensible au rouge.

Il est recommand  d'utiliser une largeur de bande spectrale < 0,3 nm.

5.2 Verrerie, en verre borosilicat , et **flacons en poly thyl ne**

Nettoyer la verrerie et les flacons en poly thyl ne en les immergeant dans une solution aqueuse   10 % (V/V) d'acide nitrique (4.2), cette op ration  tant suivie d'un rin age approfondi   l'eau. L'appareillage ne sera utilis  que dans cette m thode.

6  chantillonnage

Pr lever les  chantillons dans des flacons en poly thyl ne propres. Voir l'ISO 5667-1 et l'ISO 5667-2. Il n'est g n ralement pas n cessaire de conserver les  chantillons par acidification.

NOTE 2 Si d'autres analyses de m taux doivent  tre effectu es sur les  chantillons, on peut conserver ces derniers par addition d'acide chlorhydrique (4.1) ou d'acide nitrique (4.2) pour avoir un pH d'environ 1. Tous les  chantillons,  talons et blancs devront contenir la m me concentration et le m me type d'acide.

7 Mode op ratoire

7.1 Pr paration des  chantillons d'essai pour pr sentation au spectrom tre

7.1.1 Filtrer les  chantillons contenant des mati res particulaires, sur un filtre lav    l'acide, d'ouverture de pores 0,45  m, pour  viter un colmatage du pulv risateur et du br leur.

NOTE 3 Au lieu d'une filtration, on peut utiliser une centrifugeuse pour  liminer les mati res particulaires.

7.1.2 Prendre autant de fioles jaug es de 100 ml qu'il est n cessaire, compte tenu du nombre d' chantillons analys s. Introduire dans chacune d'elles 10 ml de la solution de chlorure de c sium (4.3).

7.1.3   l'aide d'une pipette, ajouter 2 ml de l' chantillon et compl ter au trait rep re avec de l'eau. Si la concentration de la solution d'essai ne se trouve pas dans l'intervalle optimal de 0,1 mg/l   1,0 mg/l de Na, ajuster en cons quence le volume de l' chantillon.

7.2 Pr paration de la gamme d' talonnage

Introduire 10 ml de la solution de chlorure de c sium dans chaque fiole d'une s rie de fioles jaug es de 100 ml.

  l'aide de pipettes, introduire dans la s rie de fioles, 0 ml; 1,0 ml; 2,0 ml; 4,0 ml; 6,0 ml et 10,0 ml de la solution  talon de sodium (4.5) et compl ter chaque fiole au trait rep re avec de l'eau.

Les solutions d' talonnage auront alors respectivement les concentrations suivantes: 0 mg/l, 0,1 mg/l, 0,2 mg/l, 0,4 mg/l, 0,6 mg/l et 1,0 mg/l.

7.3  talonnage et dosage

7.3.1 Monter le spectrom tre conform ment aux instructions du fabricant. Aspirer une solution d' talonnage (7.2). Optimiser les conditions d'aspiration et de flamme (vitesse d'aspiration, nature de la flamme, position du faisceau optique dans la flamme). Ajuster la r ponse de l'instrument   une absorbance z ro avec de l'eau.

7.3.2 Aspirer les solutions d' talonnage (7.2), en pr voyant une aspiration d'eau entre chaque aspiration. Mesurer l'absorbance   589,0 nm. Pr parer une courbe d' talonnage en portant en ordonn es les

absorbances observées et en abscisses les concentrations de sodium.

À partir de la courbe, calculer la pente *b*, en litres par milligramme.

NOTE 4 La courbe d'étalonnage est normalement linéaire pour les concentrations comprises dans l'intervalle de 0,1 mg/l à 1,0 mg/l.

7.3.3 Aspirer les échantillons d'essai (7.1), en prévoyant entre chaque aspiration une aspiration d'eau, et déterminer l'absorbance.

7.3.4 Effectuer un dosage à blanc avec chaque lot d'échantillons, en appliquant le même mode opératoire et en utilisant de l'eau à la place de l'échantillon.

NOTE 5 Il est de bonne pratique de contrôler périodiquement (par exemple tous les 10 échantillons) la pente de la courbe d'étalonnage.

8 Calcul et expression des résultats

8.1 Utilisation de la courbe d'étalonnage

Lire les concentrations du sodium dans les solutions d'essai sur la courbe d'étalonnage. À partir de ces concentrations, calculer la concentration en sodium dans l'échantillon d'essai, en prenant en compte le volume de l'échantillon d'essai utilisé (normalement 2 ml) et le volume total de la fiole jaugée (100 ml).

8.2 Mode de calcul

Si la courbe d'étalonnage est linéaire, calculer la concentration en masse du sodium, ρ_{Na} , dans

l'échantillon, en milligrammes par litre, au moyen de l'équation suivante:

$$\rho_{Na} = \frac{(A - A_0) \cdot V_m}{V_p \cdot b} \dots (1)$$

où

- A* est l'absorbance de l'échantillon;
- A*₀ est l'absorbance du blanc;
- V*_m est le volume, en millilitres, de la solution d'essai (normalement 2 ml);
- V*_p est le volume, en millilitres, de la fiole jaugée (100 ml);
- b* est la pente de la courbe d'étalonnage, en litres par milligramme.

Si nécessaire, calculer la concentration de la substance, *c*_{Na}, en millimoles par litre, au moyen de l'équation suivante:

$$c_{Na} = \frac{\rho_{Na}}{23,0} \dots (2)$$

Si la courbe d'étalonnage n'est pas linéaire, procéder comme décrit en 8.1.

8.3 Fidélité

Un essai interlaboratoire, effectué en automne 1991, en utilisant cette méthode, a donné les résultats indiqués au tableau 1.

Tableau 1 — Données de fidélité

Échantillon ¹⁾	l	n	<i>n</i> _a	\bar{x}	σ_r	VC _r	σ_R	VC _R
			%	mg/l	mg/l	%	mg/l	%
A	8	21	13	6,11	0,211 4	3,5	0,112 4	1,8
B	8	24	0	65,2	2,503 4	3,8	0,588 1	0,9
C	8	21	13	294	11,071	3,8	2,320	0,8

<i>l</i>	est le nombre de laboratoires	σ_r	est l'écart-type de répétabilité absolu
<i>n</i>	est le nombre de valeurs	VC _r	est l'écart-type de répétabilité relatif
<i>n</i> _a	est le pourcentage d'éliminations	σ_R	est l'écart-type de reproductibilité absolu
\bar{x}	est la moyenne arithmétique	VC _R	est l'écart-type de reproductibilité relatif

1) A: Eau potable
B: Eau de surface
C: Eau résiduaire

9 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit comprendre les informations suivantes:

- a) une référence à la présente partie de l'ISO 9964;
- b) une identification précise de l'échantillon;
- c) les résultats et la méthode utilisée pour les exprimer, conformément à l'article 8;
- d) tout écart par rapport au mode opératoire spécifié, et tout facteur susceptible d'avoir agi sur les résultats.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 9964-1:1993

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/03715b88-f95b-4956-8035-b69b04497d9f/iso-9964-1-1993>

Page blanche

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 9964-1:1993

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/03715b88-f95b-4956-8035-b69b04497d9f/iso-9964-1-1993>

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 9964-1:1993

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/03715b88-f95b-4956-8035-b69b04497d9f/iso-9964-1-1993>

CDU 614.777:556.114:543.42:546.33

Descripteurs: eau, qualité, essai des eaux, analyse chimique, dosage, sodium, méthode par spectrométrie d'absorption atomique.

Prix basé sur 4 pages
