
**Seringues hypodermiques stériles,
non réutilisables —**

**Partie 4:
Seringues avec dispositif empêchant la
réutilisation**

Sterile hypodermic syringes for single use —

Part 4: Syringes with re-use prevention feature

*iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview*

ISO 7886-4:2018

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/3e01a04f-a045-44b8-bea6-b9ae572d0a9a/iso-7886-4-2018>



iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

ISO 7886-4:2018

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/3e01a04f-a045-44b8-bea6-b9ae572d0a9a/iso-7886-4-2018>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2018

Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en œuvre, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, ou la diffusion sur l'internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut être demandée à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Genève
Tél.: +41 22 749 01 11
Fax: +41 22 749 09 47
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos	v
Introduction	vii
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Termes et définitions	1
4 Types de seringues	2
4.1 Généralités	2
4.2 Types de dispositifs empêchant la réutilisation	2
4.3 Types d'applications/d'usages prévus	2
5 Substances étrangères	2
5.1 Généralités	2
5.2 Limites d'acidité ou d'alcalinité	3
5.3 Teneurs limites en métaux extractibles	3
6 Lubrifiant	3
7 Tolérance sur la capacité graduée	3
8 Échelle graduée	3
8.1 Échelle	3
8.2 Chiffraison de l'échelle	3
8.3 Position de l'échelle	3
8.4 Longueur totale de l'échelle au niveau du trait indiquant la capacité nominale	3
9 Corps	3
9.1 Dimensions	3
9.2 Bride	3
10 Assemblage bouchon-piston/piston	4
10.1 Conception	4
10.2 Ajustage du bouchon-piston/piston dans le corps	4
10.3 Trait de référence	4
11 Embout/aiguille de seringue	4
11.1 Seringue à aiguille intégrée	4
11.2 Seringue à embout Luer	4
12 Performances	5
12.1 Espace mort	5
12.2 Absence de fuites d'air et de liquide	5
12.3 Dispositif empêchant la réutilisation	5
12.4 Performances après expédition	5
13 Emballage	5
13.1 Emballage primaire et seringues auto-protégées	5
13.2 Emballages multiples	5
13.3 Emballage secondaire	5
14 Informations fournies par le fabricant	6
14.1 Généralités	6
14.2 Seringues	6
14.2.1 Généralités	6
14.2.2 Emballage primaire	6
14.3 Emballages multiples	6
14.3.1 Généralités	6
14.3.2 Emballages multiples contenant les seringues auto-protégées	6
14.4 Emballage secondaire	6

14.4.1	Généralités	6
14.4.2	Conteneur de stockage	7
14.5	Emballage de transport	7
Annexe A (normative) Méthode de préparation des solutions d'essai		8
Annexe B (normative) Méthode d'essai du dispositif empêchant la réutilisation		9
Bibliographie		11

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

[ISO 7886-4:2018](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/3e01a04f-a045-44b8-bea6-b9ae572d0a9a/iso-7886-4-2018)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/3e01a04f-a045-44b8-bea6-b9ae572d0a9a/iso-7886-4-2018>