
Médecine bucco-dentaire — Seringues pour cartouches

Dentistry — Cartridge syringes

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

[ISO 9997:2020](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/7c9ea256-3463-4246-adb9-322b9ad881cf/iso-9997-2020)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/7c9ea256-3463-4246-adb9-322b9ad881cf/iso-9997-2020>



iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

ISO 9997:2020

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/7c9ea256-3463-4246-adb9-322b9ad881cf/iso-9997-2020>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2020

Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en œuvre, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, ou la diffusion sur l'internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut être demandée à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Genève
Tél.: +41 22 749 01 11
Fax: +41 22 749 09 47
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos	iv
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Termes et définitions	1
4 Classification	2
5 Exigences	2
5.1 Généralités	2
5.2 Matériaux	2
5.3 Dimensions	2
5.4 Exigences particulières	3
5.4.1 Chargement et taille de la cartouche	3
5.4.2 Observation du contenu	4
5.4.3 Tige du poussoir	4
5.4.4 Seringues à aspiration	4
5.5 Résistance au retraitement	5
6 Mesurage et méthodes d'essai	5
6.1 Examen visuel	5
6.2 Dimensions	5
6.3 Chargement sécurisé	5
6.4 Essai d'aspiration pour les seringues pour cartouches de type 2	5
6.4.1 Réactif	5
6.4.2 Mode opératoire	5
6.4.3 Vérification	5
6.5 Essai d'aspiration pour les seringues pour cartouches de type 3	5
6.5.1 Réactif	5
6.5.2 Mode opératoire	5
6.5.3 Vérification	6
6.6 Tige du poussoir	6
6.6.1 Mouvement de la tige du poussoir	6
6.6.2 Déplacement de la tige du poussoir	6
6.7 Résistance au retraitement	6
7 Instructions d'utilisation	6
8 Marquage	7
8.1 Étiquetage de l'emballage unitaire	7
8.2 Marquage de la seringue	7
Annexe A (informative) Filetages en pouces	8
Bibliographie	9